

Produktdatablad

Produktnavn 3M, BHTMS, SpotOn temp. måler

Mediq varenr.: 10011265

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	36000
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	50707387775808
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8 cm	11 cm	21.5 cm	0.25 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk