

# Produktdatablad

## Produktnavn Sheridan, Sher-i-slip indføøringsmandrin, 25 cm, steril, FR 5

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10011496



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 5-15102                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 25 pakke                                                        |
| Colli                    | 1 Styk                                                          |
| EAN nummer på salgsenhed | 24026704397529                                                  |
| Regulativ                | MDD (93/42)                                                     |
| Oprindelsesland          | MEXICO                                                          |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                                                 |
| PVC Ja/Nej               | Contains PVC, phthalate content unspecified (health care items) |
| Bemærkninger             |                                                                 |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 6.7 cm | 9.6 cm | 36.3 cm | 0.209 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)