

Produktdatablad

Produktnavn Vacutainer, kanyle med ventil, gul, steril, 0,9 mm x 38 mm

Mediq varenr.: 10011784

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	360215
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	0.21 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk