

Produktdatablad

Produktnavn Extrudan, Std.
sugesæt, konisk spids, ch12,
140mm, tragt st, 350 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10011852



Specifikationer

Ref.nummer	1118350083
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5907746670700
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
28 cm	40 cm	40 cm	8.14 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk