

Produktdatablad

Produktnavn Expandi-Flex, fleksibel koblingssl., med dobbelt swivel, 15/22mm, 140/200 mm

Mediq varenr.: 10011866

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	22532
Indhold/salgsenhed	40 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	24026704388831
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MEXICO
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
16.9 cm	20 cm	33.1 cm	1.05 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk