

Produktdatablad

Produktnavn Medisana, PM 100 Pulsoximeter connect

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10012475



Specifikationer

Ref.nummer	79456
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	16 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	9 cm	13 cm	0.078 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk