

Produktdatablad

Produktnavn Gibeck, Humid-Vent filter, mini, steril

Mediq varenr.: 10012504

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	10011
Indhold/salgsenhed	30 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	24026704347814
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.9 cm	7.5 cm	19.5 cm	0.25 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk