

Produktdatablad

Produktnavn Gibeck, Humid-Vent filter, pædiatri, vinklet m/Co2 port

Mediq varenr.: 10012511

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	11012
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04026704347841
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19 cm	7.5 cm	32.6 cm	0.43 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk