

Produktdatablad

Produktnavn Gibeck, Iso-Gard Filter, lige, ren, med kapnografi port

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10012704



Specifikationer

Ref.nummer	19212
Indhold/salgsenhed	25 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	24026704348002
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
19 cm	15.5 cm	32.8 cm	0.84 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk