

Produktdatablad

Produktnavn Expandi-Flex, fleksibel koblingslange med vinkel, 22M/15F, 140/200 mm

Mediq varenr.: 10012710

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	22542
Indhold/salgsenhed	40 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MALAYSIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk