

Produktdatablad

Produktnavn Gibeck, Iso-Gard HEPA Light filter

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10012717



Specifikationer

Ref.nummer	28012EU
Indhold/salgsenhed	20 pakke
Colli	10 Styk
EAN nummer på salgsenhed	24026704673111
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	MEXICO
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.5 cm	19 cm	33 cm	1.08 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk