

Produktdatablad

Produktnavn Welch Allyn FlexiPort, vaskeprop til FlexiPort blodtryksmanchetter

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10012797



Specifikationer

Ref.nummer	5082-159
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Directive not validated for this part - please update to correct value
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk