

Produktdatablad

Produktnavn Medicon, tungeholder, Kilner-Doughty, nr. 2, 32 mm x 75 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10013222



Specifikationer

Ref.nummer	45.57.12
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk