

Produktdatablad

Produktnavn Medicon, puskapsel, rustfri, 25 cm

Mediq varenr.: 10013501

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	47.20.25
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04046826050672
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.5 cm	14 cm	25 cm	0.26 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk