

Produktdatablad

Produktnavn **Ulmer Fixator, til fiksering af anæstesislanger mm, flergangs**

Mediq varenr.: 10013701

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	503500-000000
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	18 Styk
EAN nummer på salgsenhed	24026704064346
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
5 cm	19 cm	49 cm	0.5 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk