

Produktdatablad

Produktnavn Rüscher dobbelthætte,
t/universal adaptor, transp. silikone
steril, ID 3,5 mm

Mediq varenr.: 10013912

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	514801-000035
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	204 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk