

# Produktdatablad

## Produktnavn Gibeck, Iso-Gard HEPA Small, maskinfilter

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10014566



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 28062EU                           |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 25 pakke                          |
| Colli                    | 10 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed | 24026704673135                    |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | MALAYSIA                          |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde  | Bredde  | Højde   | Vægt    |
|---------|---------|---------|---------|
| 16.1 cm | 20.2 cm | 33.1 cm | 1.04 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)