

Produktdatablad

Produktnavn EXTRUDAN Multi Lumen, sugeslange, 2 uni tragte, ch 30, steril, 350 cm

Mediq varenr.: 10015067

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	1302350010ML
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	5907746653086
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	POLAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Contains PVC, without phthalates (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
26 cm	40 cm	39 cm	10.4 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk