

Produktdatablad

Produktnavn Sanicare, urinkolbe,
låg & grad., PE og PP,
autoclaverbar, 1000 ml

Mediq varenr.: 10015543

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	2901
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	48 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
12.5 cm	9 cm	31 cm	0.125 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk