

Produktdatablad

Produktnavn Sempermed Syntegra UV, Op handske non-latex polyisoprene, str 6

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10015575



Specifikationer

Ref.nummer	3000006144
Indhold/salgsenhed	40 pakke
Colli	6 Par
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	AUSTRIA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
20.5 cm	15 cm	27 cm	1.65 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk