


Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Vicryl, sutur, ufarvet, 45 cm med P-3 nål, steril, 5-0

Mediq varenr.: 10015802

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	V493H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031076123
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6 cm	12 cm	14 cm	0.143 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk