

Produktdatablad

Produktnavn Ethicon Monocryl, sutur, ufarvet, 45 cm med P-3 nål, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10015831



Specifikationer

Ref.nummer	Y494H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031112807
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	12 cm	14 cm	0.25 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk