

Produktdatablad

Produktnavn **Aquasonic clear,**
ultralydsgel, cubitainer, m.
påfyldningsflaske, 5 l

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016017



Specifikationer

Ref.nummer	03-50
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
21 cm	20 cm	20 cm	5.4 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk