


Produktdatablad

Produktnavn Steriking, Tyvek steriliseringspose i rulle u.fold, 400 mm x 100 m

Mediq varenr.: 10016209

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LTR47
Indhold/salgsenhed	1 Rulle
Colli	1 Rulle
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
23 cm	22 cm	43 cm	6 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk