

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, Tyvek steriliseringspose u. fold, 250 mm x 380 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016223



Specifikationer

Ref.nummer	LTS2538
Indhold/salgsenhed	600 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263614230
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
23.5 cm	26.5 cm	45.5 cm	9.035 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk