


Produktdatablad

Produktnavn Steriking, indikator strips til H2O2 plasma

Mediq varenr.: 10016243

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	PL500
Indhold/salgsenhed	500 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263930057
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	UNITED STATES
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
4 cm	6 cm	16 cm	0.2 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk