

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, Tex-line autoklaveposer, 205 mm x 400 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016258



Specifikationer

Ref.nummer	SNW2040
Indhold/salgsenhed	500 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	22.5 cm	41.5 cm	4.845 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk