


Produktdatablad

Produktnavn Steriking, Tyvek steriliseringspose i rulle u.fold, 250 mm x 100 m

Mediq varenr.: 10016266

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	LTR44
Indhold/salgsenhed	1 Rulle
Colli	1 Rulle
EAN nummer på salgsenhed	06438263644060
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22.5 cm	21.5 cm	25.5 cm	3.935 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk