

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, svejsesøm test til autoklavepose, 210 mm x 145 mm

Mediq varenr.: 10016421

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SC250
Indhold/salgsenhed	250 pakke
Colli	4 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263610614
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	FINLAND
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7.8 cm	16.5 cm	22 cm	0.756 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk