

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, Tex-line autoklaveposer, 420 mm x 600 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016424



Specifikationer

Ref.nummer	SNW4260
Indhold/salgsenhed	300 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14.5 cm	34 cm	61.2 cm	9.05 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk