

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, Tex-line autoklaveposer, 500 mm x 750 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016426



Specifikationer

Ref.nummer	SNW5075
Indhold/salgsenhed	200 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263617064
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	FINLAND
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
160 cm	0.001 cm	80 cm	8 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk