

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, tape dispenser

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016495



Specifikationer

Ref.nummer	TDS25
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06438263940131
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	ITALY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
9.5 cm	8.1 cm	20.7 cm	1.223 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk