

Produktdatablad

Produktnavn Steriking, dobbelt indikator strips til damp, class 4

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016773

AC **STERIKING** AC250 121°C, 15 min, 154°C, 3,5 min ISO 11140-1:2005, Class 4
STEAM processed - "X" and "•" turn black / schwarz / noir / negro / nigro / negro



Specifikationer

Ref.nummer	AC250/500
Indhold/salgsenhed	250 pakke
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	Ikke medicinsk udstyr
Oprindelsesland	FINLAND
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
3.5 cm	4 cm	21 cm	0.159 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk