


Produktdatablad

Produktnavn **Vitrex Silon, sutur, blå,
monofil., 75 cm, DS 38, steril, 2-0**

Mediq varenr.: 10016832

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	SM 2291
Indhold/salgsenhed	24 pakke
Colli	2 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CZECH REPUBLIC
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	11.5 cm	14.5 cm	0.2 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk