

# Produktdatablad

## Produktnavn Vitrex Silon monofilament, sutur, blå, 45 cm, DS 19, steril, 5-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016861



### Specifikationer

| Ref.nummer               | SM 2266                           |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 24 pakke                          |
| Colli                    | 2 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | CZECH REPUBLIC                    |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde  | Højde   | Vægt   |
|--------|---------|---------|--------|
| 6.5 cm | 11.5 cm | 14.5 cm | 0.2 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)