

Produktdatablad

Produktnavn Vitrex Silon monofilament, sutur, blå, 45 cm, DS 19, steril, 4-0

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10016862



Specifikationer

Ref.nummer	SM 2367
Indhold/salgsenhed	24 pakke
Colli	2 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	CZECH REPUBLIC
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	11.5 cm	14.5 cm	0.2 kg