

Produktdatablad

Produktnavn YIBON, kompres, non woven, 4 lag, cleanbox, 7,5 cm x 7,5 cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017050



Specifikationer

Ref.nummer	2220002
Indhold/salgsenhed	150 pakke
Colli	60 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
			0.15 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk