

Produktdatablad

Produktnavn Microlance 3,
optrækskanyle, stump, u/filter,
steril, 18G x 1 1/2in, 1,2 mm x 40
mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017156



Specifikationer

Ref.nummer	303129
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30382903031291
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED STATES
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
8.5 cm	9.5 cm	11.5 cm	0.14 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk