

Produktdatablad

Produktnavn Prevena, Canister til Prevena 125 pumpe, steril, 45 mm

Mediq varenr.: 10017189

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	PRE1095.S
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	849554000025
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	IRELAND
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
22 cm	13.5 cm	16.5 cm	0.464 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk