

# Produktdatablad

## Produktnavn Tubifast 2-way stretch, rørbandage, lilla, 20 cm x 10 m

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017250



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 2444                              |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| Colli                    | 15 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed | 05055158008854                    |
| Regulativ                | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland          | SWEDEN                            |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt    |
|--------|--------|---------|---------|
| 12 cm  | 12 cm  | 23.3 cm | 0.63 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)