

Produktdatablad

Produktnavn Prevena, PLUS PUMPE MED CUSTOMIZABLE KIT <90cm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017282



Specifikationer

Ref.nummer	PRE4001
Indhold/salgsenhed	1 Styk
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00849554005365
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	IRELAND
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
14 cm	26 cm	54 cm	2.3 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk