

Produktdatablad

Produktnavn Prevena, Canister til Prevena PLUS pumpe, steril, 150 ml

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017283



Specifikationer

Ref.nummer	PRE4095
Indhold/salgsenhed	5 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	00849554005327
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	IRELAND
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
15.2 cm	21.2 cm	24 cm	0.748 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk