

# Produktdatablad

## Produktnavn Omnifix 3-komponentsprøjte, L/L, centrisk, steril, 5 ml

Mediq varenr.: 10017457

Dato: 29.04.2025



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 4617053V                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 100 pakke                         |
| Colli                    | 20 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed | 04022495251374                    |
| Regulativ                | MDD (93/42)                       |
| Oprindelsesland          | GERMANY                           |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde  | Bredde  | Højde   | Vægt     |
|---------|---------|---------|----------|
| 11.3 cm | 12.3 cm | 37.8 cm | 0.609 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)