

Produktdatablad

Produktnavn Verifine, penkanyler, steril, 4 mm x 0,2 mm (33G)

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017597



Specifikationer

Ref.nummer	IPN-33-4
Indhold/salgsenhed	100 pakke
Colli	50 Styk
EAN nummer på salgsenhed	06971227400093
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	CHINA
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
7 cm	7 cm	13 cm	0.112 kg



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk