

# Produktdatablad

## Produktnavn Klinifix, rørbandage 2 way stretch, grøn, 5 cm x 10 m

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017666



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 40513011                          |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 1 Styk                            |
| Colli                    | 20 Styk                           |
| EAN nummer på salgsenhed | 08715343020494                    |
| Regulativ                | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland          | BELGIUM                           |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde   | Vægt     |
|--------|--------|---------|----------|
| 10 cm  | 7.5 cm | 11.1 cm | 0.125 kg |



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)