


Produktdatablad

Produktnavn **Ethicon Vicryl, sutur,
ufarvet, 45 cm med P-3 nål, steril,
4-0**

Mediq varenr.: 10017692

Dato: 29.04.2025



Specifikationer

Ref.nummer	J494H
Indhold/salgsenhed	36 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	30705031040537
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	GEORGIA
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
6.5 cm	12 cm	14 cm	0.256 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk