

Produktdatablad

Produktnavn HEINE, Unispec
Øretragt, engangs, til BETA100 og
K100, 2,5 mm

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017698



Specifikationer

Ref.nummer	B-000.11.242
Indhold/salgsenhed	50 pakke
Colli	20 Styk
EAN nummer på salgsenhed	04053755114436
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	GERMANY
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.5 cm	2.5 cm	22 cm	0.04 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk