

Produktdatablad

Produktnavn **Steriking,
selvklæbende autoklaveposer u.
fold, 190 mm x 330 mm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10017910



Specifikationer

Ref.nummer	SS5A
Indhold/salgsenhed	1000 pakke
Colli	1 Styk
EAN nummer på salgsenhed	
Regulativ	MDR (2017/745)
Oprindelsesland	SWEDEN
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
1 cm	1 cm	1 cm	1 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk