

# Produktdatablad

## Produktnavn ndd EasyOne, FRC Barriette ventil for EasyOne Pro LAB eng.

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10018118



### Specifikationer

| Ref.nummer               | 3150-2                            |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Indhold/salgsenhed       | 80 pakke                          |
| Colli                    | 1 Styk                            |
| EAN nummer på salgsenhed |                                   |
| Regulativ                | MDR (2017/745)                    |
| Oprindelsesland          | SWITZERLAND                       |
| Latex Ja/Nej             | Free from latex                   |
| PVC Ja/Nej               | Free from PVC (health care items) |
| Bemærkninger             |                                   |

### Forpakning

| Længde | Bredde | Højde | Vægt |
|--------|--------|-------|------|
| 1 cm   | 1 cm   | 1 cm  | 1 kg |



MEDIQ at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, [www.mediqdanmark.dk](http://www.mediqdanmark.dk)