

Produktdatablad

Produktnavn **Adaptic Touch,** **silikone sårkontaktlag, steril, 7,6 cm** **x 11 cm**

Dato: 29.04.2025

Mediq varenr.: 10018138



Specifikationer

Ref.nummer	TCH502
Indhold/salgsenhed	10 pakke
Colli	5 Styk
EAN nummer på salgsenhed	25051978004162
Regulativ	MDD (93/42)
Oprindelsesland	UNITED KINGDOM
Latex Ja/Nej	Free from latex
PVC Ja/Nej	Free from PVC (health care items)
Bemærkninger	

Forpakning

Længde	Bredde	Højde	Vægt
2.1 cm	13.6 cm	16.5 cm	0.105 kg



at the heart of healthcare

Mediq Danmark A/S - Tlf. 3637 9200, www.mediqdanmark.dk